



CÁC BƯỚC SỬ DỤNG MÁY PHÒNG THÍ NGHIỆM BỂ ỔN NHIỆT

Bước 1:

Kiểm tra hệ thống nguồn và mực nước trong bể.

Bước 2:

Bật công tắc nguồn.

Bước 3:

Chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu, đậy nắp bể. Chờ nhiệt độ ổn định. Đặt mẫu vào bể.

Bước 4:

Sau khi thử nghiệm xong, tiến hành tắt máy.

Bước 5:

Vệ sinh máy.